



INSTANT DRY MOUTH RELIEF



www.bioxtra.info



INSTANT DRY MOUTH RELIEF

bioXtra
INFORMATION & WARNINGS BEFORE USING
BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE

en

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (30 ml)

Please read the following instructions for use carefully, they contain important information.**HOW TO USE BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE**
May be used as and when symptoms occur. If you feel an improvement, continue using the product for a few more days before slowly reducing the number of applications. If symptoms return, use for as long as necessary paying attention to the recommended daily dose.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse should only be used in accordance with these instructions or with those given by your pharmacist / health care professional.

If you experience any undesirable effect when using the product, seek medical advice.

Intended Users:
Adults and Children 12 years and over.
For children under 12 years of age, parent or guardian should seek medical advice before use.**Not suitable for infants. Keep out of reach of children.****Recommended daily dose: 50ml**
10 ml up to maximum of 5 times per 24h period (measure each dose using 10 ml line on measuring cup supplied).

Do not use this product if the bottle or its seal are broken.

WHAT IS BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE, AND WHEN SHOULD IT BE USED?

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse is a medical device. The intended purpose is to alleviate the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia) whether due to medical conditions, medical treatments or medical interventions.

What is Dry Mouth (xerostomia) and what are the benefits of using bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse?

Natural saliva contains a complex balance of essential components, which protect the sensitive tissues of your teeth and gums.

A reduction or halt in saliva flow can lead to a condition known as dry mouth, clinically known as xerostomia. The effects of dry mouth may include discomfort, poor oral health, bad breath, difficulty with speech and swallowing and reduction in quality of life.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse has been formulated to alleviate dryness in the oral cavity by supplementing the natural moisturising and lubricating systems in saliva with an instant soothing effect. bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse also contains enzymes similar to those found in natural saliva to help maintain a healthy microenvironment in the mouth.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse does not contain alcohol or detergents.

When to use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (indications):

There are multiple causes of xerostomia. These include conditions such as:

- Sjögren's Syndrome
- Systemic health conditions, such as high blood pressure, diabetes, and auto-immune diseases
- Cancer therapy
- Hormonal imbalance
- Stress and anxiety
- Use of multiple medication

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse can be used to alleviate the symptoms of xerostomia originating from all known causes.

IMPORTANT INFORMATION & WARNINGS BEFORE USING BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE

Contains Sodium Monofluorophosphate (1500 ppm as F). In case of intake of fluoride from other sources, consult a dentist or doctor.

When not to use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (contra-indications):

Do not use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse if you are allergic to any of the ingredients. Contains Lactose, not suitable for patients with lactose intolerance.

Risk of allergy:

Contains traces of milk and egg white proteins, known to cause allergy in rare cases.

Contains traces of menthol, present in the aroma, do not use if you are allergic to mint or menthol.

In case of a suspected allergic reaction seek immediate medical assistance.

Qu'est-ce que la bouche sèche (xérostomie) et quels sont les avantages d'utiliser bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche et QU'EST-CE QUE LE BIOXTRA BAIN DE BOUCHE ULTRA DOUX BOUCHE SÈCHE ET QU'EST-CE QU'IL EST UTILISÉ ?

Le bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche est un dispositif médical. Il est destiné à soulager les symptômes et les effets de la sécheresse buccale (xérostomie), qu'il soit due à des conditions médicales, à des traitements médicaux ou à des interventions médicales.

In case of serious incidents in relation to the use of this product, report immediately to the manufacturer and your local competent authority.**Incompatibilities / Interactions with other medication, food or alcohol:**

None known.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (30 ml)

Please read the following instructions for use carefully, they contain important information.**HOW TO USE BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE**
May be used as and when symptoms occur. If you feel an improvement, continue using the product for a few more days before slowly reducing the number of applications. If symptoms return, use for as long as necessary paying attention to the recommended daily dose.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse should only be used in accordance with these instructions or with those given by your pharmacist / health care professional.

If you experience any undesirable effect when using the product, seek medical advice.

Intended Users:
Adults and Children 12 years and over.
For children under 12 years of age, parent or guardian should seek medical advice before use.**Not suitable for infants. Keep out of reach of children.****Recommended daily dose: 50ml**
10 ml up to maximum of 5 times per 24h period (measure each dose using 10 ml line on measuring cup supplied).

Do not use this product if the bottle or its seal are broken.

WHAT IS BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE, AND WHEN SHOULD IT BE USED?

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse is a medical device. The intended purpose is to alleviate the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia) whether due to medical conditions, medical treatments or medical interventions.

What is Dry Mouth (xerostomia) and what are the benefits of using bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse?

Natural saliva contains a complex balance of essential components, which protect the sensitive tissues of your teeth and gums.

A reduction or halt in saliva flow can lead to a condition known as dry mouth, clinically known as xerostomia. The effects of dry mouth may include discomfort, poor oral health, bad breath, difficulty with speech and swallowing and reduction in quality of life.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse has been formulated to alleviate dryness in the oral cavity by supplementing the natural moisturising and lubricating systems in saliva with an instant soothing effect. bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse also contains enzymes similar to those found in natural saliva to help maintain a healthy microenvironment in the mouth.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse does not contain alcohol or detergents.

When to use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (indications):

There are multiple causes of xerostomia. These include conditions such as:

- Sjögren's Syndrome
- Systemic health conditions, such as high blood pressure, diabetes, and auto-immune diseases
- Cancer therapy
- Hormonal imbalance
- Stress and anxiety
- Use of multiple medication

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse can be used to alleviate the symptoms of xerostomia originating from all known causes.

IMPORTANT INFORMATION & WARNINGS BEFORE USING BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE

Contains Sodium Monofluorophosphate (1500 ppm as F). In case of intake of fluoride from other sources, consult a dentist or doctor.

When not to use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (contra-indications):

Do not use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse if you are allergic to any of the ingredients. Contains Lactose, not suitable for patients with lactose intolerance.

Risk of allergy:

Contains traces of milk and egg white proteins, known to cause allergy in rare cases.

Contains traces of menthol, present in the aroma, do not use if you are allergic to mint or menthol.

In case of a suspected allergic reaction seek immediate medical assistance.

Qu'est-ce que la bouche sèche (xérostomie) et quels sont les avantages d'utiliser bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche ?

La salive naturelle contient un équilibre complexe de composants essentiels qui protègent les tissus sensibles des dents et des gencives.

Une réduction ou un arrêt du flux salivaire peut entraîner une sécheresse buccale, connue sous le nom clinique de xérostomie.

In case of serious incidents in relation to the use of this product, report immediately to the manufacturer and your local competent authority.**Incompatibilities / Interactions with other medication, food or alcohol:**

None known.

bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche (30 ml)

Please read the following instructions for use carefully, they contain important information.**HOW TO USE BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE**
May be used as and when symptoms occur. If you feel an improvement, continue using the product for a few more days before slowly reducing the number of applications. If symptoms return, use for as long as necessary paying attention to the recommended daily dose.

bioXtra Bain de Bouche Ultra Mild Mouthrinse should only be used in accordance with these instructions or with those given by your pharmacist / health care professional.

If you experience any undesirable effect when using the product, seek medical advice.

Intended Users:
Adults and Children 12 years and over.
For children under 12 years of age, parent or guardian should seek medical advice before use.**Not suitable for infants. Keep out of reach of children.****Recommended daily dose: 50ml**
10 ml up to maximum of 5 times per 24h period (measure each dose using 10 ml line on measuring cup supplied).

Do not use this product if the bottle or its seal are broken.

WHAT IS BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE, AND WHEN SHOULD IT BE USED?

bioXtra Bain de Bouche Ultra Mild Mouthrinse is a medical device. The intended purpose is to alleviate the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia) whether due to medical conditions, medical treatments or medical interventions.

What is Dry Mouth (xerostomia) and what are the benefits of using bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse?

Natural saliva contains a complex balance of essential components, which protect the sensitive tissues of your teeth and gums.

A reduction or halt in saliva flow can lead to a condition known as dry mouth, clinically known as xerostomia. The effects of dry mouth may include discomfort, poor oral health, bad breath, difficulty with speech and swallowing and reduction in quality of life.

bioXtra Bain de Bouche Ultra Mild Mouthrinse has been formulated to alleviate dryness in the oral cavity by supplementing the natural moisturising and lubricating systems in saliva with an instant soothing effect. bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse also contains enzymes similar to those found in natural saliva to help maintain a healthy microenvironment in the mouth.

bioXtra Bain de Bouche Ultra Mild Mouthrinse does not contain alcohol or detergents.

When to use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (indications):

There are multiple causes of xerostomia. These include conditions such as:

- Sjögren's Syndrome
- Systemic health conditions, such as high blood pressure, diabetes, and auto-immune diseases
- Cancer therapy
- Hormonal imbalance
- Stress and anxiety
- Use of multiple medication

bioXtra Bain de Bouche Ultra Mild Mouthrinse can be used to alleviate the symptoms of xerostomia originating from all known causes.

IMPORTANT INFORMATION & WARNINGS BEFORE USING BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTH RINSE

Contains Sodium Monofluorophosphate (1500 ppm as F). In case of intake of fluoride from other sources, consult a dentist or doctor.

When not to use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse (contra-indications):

Do not use bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse if you are allergic to any of the ingredients. Contains Lactose, not suitable for patients with lactose intolerance.

Risk of allergy:

Contains traces of milk and egg white proteins, known to cause allergy in rare cases.

Contains traces of menthol, present in the aroma, do not use if you are allergic to mint or menthol.

In case of a suspected allergic reaction seek immediate medical assistance.

Qu'est-ce que la bouche sèche (xérostomie) et quels sont les avantages d'utiliser bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche ?

La salive naturelle contient un équilibre complexe de composants essentiels qui protègent les tissus sensibles des dents et des gencives.

Une réduction ou un arrêt du flux salivaire peut entraîner une sécheresse buccale, connue sous le nom clinique de xérostomie.

In case of serious incidents in relation to the use of this product, report immediately to the manufacturer and your local competent authority.**Incompatibilities / Interactions with other medication, food or alcohol:****BELANGRIKE INFORMATIE & WAARSCHUWINGEN VOORDAT U BIOXTRA DROGE MOND ULTRA MILDE MONDSPOLING GEbruikt**
bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche contient également des enzymes spécifiques à celles que l'on trouve dans la salive naturelle pour aider à maintenir un microenvironnement sain dans la bouche.**avant de recracher. Répéter l'opération lorsque les symptômes de sécheresse bucale réapparaissent, sans dépasser la quantité recommandée par la journalière recommandée. Ne pas avaler. Ne pas rincer le gobelet doser dans le flacon. Rincer le gobelet doser après usage. Fermer le bouchon immédiatement après utilisation.****Le bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche ne contient ni alcool ni détergent.****Quand utiliser le bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche (indications)**
Les causes de la xérostomie sont multiples. Il s'agit notamment d'affections telles que :

- Syndrome de Sjögren
- Les maladies systémiques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies auto-immunes
- Thérapie contre le cancer
- Déséquilibre hormonal
- Stress et anxiété
- Utilisation de plusieurs médicaments

Le bioXtra Bain de Bouche Ultra Doux Bouche Sèche peut être utilisé pour soulager les symptômes de la xérostomie, quelle qu'en soit la cause.**INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS AVANT D'UTILISER LE BIOCXTRA BAIN DE BOUCHE ULTRA DOUX BOUCHE SÈCHE****Contient du monofluorophosphate de sodium (1500 ppm en tant que F).** Peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 1 mois après ouverture. La date de péremption figure sur le flacon et est exprimée en années-mois.**Bevat natriummonofluorofosfaat (1500 ppm F).** Bij inname van fluoride uit andere bronnen dient u een tandarts of arts te raadplegen.**Wanneer mag u bioXtra Droge Mond Ultra Milde Mondspoeling niet gebruiken (contra-indicaties):**

Gebruik bioXtra Droge Mond Ultra Milde Mondspoeling niet als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Période après ouverture (PAO) et date d'expiration : Peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 1 mois après ouverture. La date de péremption figure sur le flacon et est exprimée en années-mois.**Risque op allergie:** Bevat sporen van melk - en eiwit proteïnen, waarvan bekend is dat ze in zeldzame gevallen allergische reageren.**Period After Opening (PAO) and Expiry Date:** Peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 1 mois après ouverture. La date de péremption figure sur le flacon et est exprimée en années-mois.**ANVÄNDNING AV BIOXTRA TROCKENER MUND ULTRAMILDE MONDSPÖLNING** Kann användas, såvida det är tillräckligt med den rekommenderade doseringen.**Nebenwirkungen:** bioXtra Trockener Mund Ultramilde Mundspülung hat keine bekannten Nebeneffekte.**MITÄ ON BIOXTRA ERITÄIN MIETO SUUVESI KUI**

- Hormonell obalans
- Stress och ångest
- Användning av flera läkemedel

bioXtra Muntorrhett Ultramild Munskölj kan användas för att lindra symptomen på xerostomia som uppstår av alla kända orsaker.

VIKTIG INFORMATION OCH VARNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV BIOXTRA MUNTORRHET ULTRAMILD MUNSKÖLJ

Innehåller natriummonofluorofosfat (1500 ppm som F). Om du får fluor från andra källor, kontakta tandläkare eller läkare.

När bioXtra Muntorrhett Ultramild Munskölj inte ska användas (Kontraindikationer):
Använd inte bioXtra Muntorrhett Ultramild Munskölj om du är allergisk mot något av innehållets ämnen.
Innehåller laktos, ej lämplig för patienter med laktosintolerans.

Risk för allergi:
Innehåller spår av mjölk- och äggvitproteiner som i sällsynta fall kan orsaka allergi.
Innehåller spår av mentol, som finns i aromen, ska inte användas om du är allergisk mot mint eller mentol.
Vid misstanke om allergisk reaktion, kontakta omedelbart läkare.

Biverkningar:
bioXtra Muntorrhett Ultramild Munskölj har inga kända biverkningar. Om du skulle uppleva några oväntade biverkningar relaterade till användningen av produkten, kontakta läkare.
Vid allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt, rapportera omedelbart till tillverkaren och din lokala behöriga myndighet.

Inkompatibilitet / Interaktioner med andra läkemedel, mat eller alkohol:
Inga kända.

HUR MAN ANVÄNDER BIOXTRA MUNTORRHET ULTRAMILD MUNSKÖLJ

Kan användas när uppstått. Om du känner en förbättring, fortsätt att använda produkten i ytterligare några dagar innan du långsamt minskar antalet appliceringar.

Om produkten är uttorkad, använd så länge som behövriga myndigheter.

Vid allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt, rapportera omedelbart till tillverkaren och din lokala behöriga myndighet.

Ej lämplig för spädbarn. Förvaras utom räckhåll för barn.

Rekommenderad daglig dos: 50ml

10 ml upp till högst 5 gånger per 24-timmarsperiod (mät varje dos med 10 ml-linjen på den medföljande mätkuppen).

Användarinstruktioner:
bioXtra Muntorrhett Ultramild Munskölj är endast avsedd för oral användning.

Tvått händerna noggrant före användning. Skruva av locket och håll i den medföljande mätkuppen upp till 10 ml (den mun fär in komma i direkt kontakt med flaskan). Håll i munnen och skölj noggrant i 30 sekunder innan du spottar ut. Uppepta närläget till muntorrhett återkommer utan att överskrider den rekommenderade dagliga mängden. Svalj inte. Håll inte tillbaka eventuella rester från mätkuppen i flaskan. Skölj mätkuppen efter användning. Stäng locket omedelbart efter användning.

Vid användning i en klinisk miljö ska god hygienpraxis följas. Placerar helst patienten i upprätt eller halvrätt läge före applicering.

Undvik att dricka och skölj munnen och/eller borsta tänderna efter användning.

Period efter öppnande (PAO) och utgångsdatum:
Kan användas saker i upp till 1 månad efter öppnandet. Sista förbrukningsdag finns på flaskan och anger som år-månad. Det infaller den sista dagen i månaden och ersätter perioden efter öppnandet.

Vad som ska göras vid oavsiktligt intag av stora mängder:
bioXtra Muntorrhett Ultramild Munskölj är säker när den används enligt anvisningarna. Vid oavsiktligt intag av stora mängder, eller oavsiktligt intag av barn under 12 år, kontakta läkare.

it Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia (30 ml)

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso, che contengono informazioni importanti:

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia deve essere usato solo in conformità a queste istruzioni o a quelle fornite dal farmacista/medico.

Se si verificano effetti indesiderati durante l'uso del prodotto, consultare il medico.

Per ulteriori informazioni o se non si è sicuri del corretto utilizzo del prodotto, rivolgersi al farmacista o all'operatore sanitario.

Non utilizzare il prodotto se il flacone o il sigillo sono rotti.

CHE COS'È IL COLLUTORIO ULTRA DELICATO BIOXTRA XEROSTOMIA E QUANDO VA USATO?

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia è un dispositivo medico. Il suo scopo è quello di alleviare i sintomi e gli effetti della secca della saliva (xerostomia), sia essa dovuta a condizioni mediche, trattamenti medici o interventi medici.

Che cos'è la secca della saliva (xerostomia) e quali sono i benefici dell'uso di Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia?

La saliva naturale contiene un complesso equilibrio di componenti essenziali, che proteggono la tessuto sensibili dei denti e gengive. Una riduzione o un arresto del flusso salivare può portare a una condizione nota come secca della saliva, clinicamente conosciuta come xerostomia. Gli effetti della secca della saliva possono includere disagio, cattiva salute orale, alto cattivo, difficoltà di linguaggio e deglutizione e riduzione della qualità della vita.

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia è stato formulato per contribuire ad alleviare la secca del cavo orale integrando i sistemi naturali di idratazione e lubrificazione della saliva con un effetto lenitivo immediato. Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia contiene anche enzimi simili a quelli presenti nella saliva naturale per aiutare a mantenere un microambiente sano nella bocca.

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia non contiene alcol né detergente.

Quando usare Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia (Indicazioni):

Le cause della xerostomia sono molteplici. Queste includono condizioni quali:

- Sindrome di Sjögren

- Condizioni di salute sistemiche, come l'ipertensione, il diabete e le malattie autoimmuni.

- Terapia del cancro

- Squilibrio ormonale

- Stress e ansia

- Uso di più farmaci

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia può essere utilizzato per alleviare i sintomi della xerostomia, che ha origine da tutte le cause conosciute.

INFORMAZIONI E AVVERTENZE IMPORTANTI PRIMA DELL'USO DI COLLUTORIO ULTRA DELICATO BIOXTRA XEROSTOMIA

Contiene monofluorofosfato di sodio (1500 ppm come F). In caso di assunzione di fluoro da altre fonti, consultare un dentista o un medico.

Quando non usare Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia (contraindicationi):

Non utilizzare Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia se si è allergici a uno degli ingredienti.

Contiene lattosio, non adatto a pazienti con intolleranza al lattosio.

Rischio di allergia:

Contiene tracce di proteine del latte e dell'albume d'uovo, note per causare allergie in rare casi.

Contiene tracce di mentolo, presente nell'aroma; non utilizzate se si è allergici alla menta o al mentolo.

In caso di sospetta reazione allergica, rivolgervi immediatamente a un medico.

Effetti collaterali:

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia non ha effetti collaterali noti.

Tuttavia, se si verificano effetti collaterali inattesi legati all'uso del prodotto, consultare il medico.

In caso di incidenti gravi legati all'uso di questo prodotto, segnalarlo immediatamente al produttore e alle autorità locali

competenti.

Incompatibilità / Interazioni con altri farmaci, cibo o alcol:

Nessuno conosciuto.

COME UTILIZZARE COLLUTORIO ULTRA DELICATO BIOXTRA XEROSTOMIA

Può essere utilizzato alla comparsa dei sintomi. Se si avverte un miglioramento, continuare a usare il prodotto per qualche altro giorno prima di ridurre lentamente il numero di applicazioni. Se i sintomi ritornano, utilizzare il prodotto per tutto il tempo necessario, rispettando la dose giornaliera consigliata.

Se si verificano effetti indesiderati durante l'uso del prodotto, consultare il medico.

Per ulteriori informazioni o se non si è sicuri del corretto utilizzo del prodotto, rivolgersi al farmacista o all'operatore sanitario.

Non utilizzare il prodotto se il flacone o il sigillo sono rotti.

CHE COS'È IL COLLUTORIO ULTRA DELICATO BIOXTRA XEROSTOMIA E QUANDO VA USATO?

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia è un dispositivo medico. Il suo scopo è quello di alleviare i sintomi e gli effetti della secca della saliva (xerostomia), sia essa dovuta a condizioni mediche, trattamenti medici o interventi medici.

Che cos'è la secca della saliva (xerostomia) e quali sono i benefici dell'uso di Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia?

La saliva naturale contiene un complesso equilibrio di componenti essenziali, che proteggono la tessuto sensibili dei denti e gengive. Una riduzione o un arresto del flusso salivare può portare a una condizione nota come secca della saliva, clinicamente conosciuta come xerostomia. Gli effetti della secca della saliva possono includere disagio, cattiva salute orale, alto cattivo, difficoltà di linguaggio e deglutizione e riduzione della qualità della vita.

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia è stato formulato per contribuire ad alleviare la secca del cavo orale integrando i sistemi naturali di idratazione e lubrificazione della saliva con un effetto lenitivo immediato. Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia contiene anche enzimi simili a quelli presenti nella saliva naturale per aiutare a mantenere un microambiente sano nella bocca.

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia non contiene alcol né detergente.

Quando usare Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia (Indicazioni):

Le cause della xerostomia sono molteplici. Queste includono condizioni quali:

- Sindrome di Sjögren

- Condizioni di salute sistemiche, come l'ipertensione, il diabete e le malattie autoimmuni.

- Terapia del cancro

- Squilibrio ormonale

- Stress e ansia

- Uso di più farmaci

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia può essere utilizzato per alleviare i sintomi della xerostomia, che ha origine da tutte le cause conosciute.

INFORMAZIONI E AVVERTENZE IMPORTANTI PRIMA DELL'USO DI COLLUTORIO ULTRA DELICATO BIOXTRA XEROSTOMIA

Contiene monofluorofosfato di sodio (1500 ppm come F). In caso di assunzione di fluoro da altre fonti, consultare un dentista o un medico.

Quando non usare Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia (contraindicationi):

Non utilizzare Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia se si è allergici a uno degli ingredienti.

Contiene lattosio, non adatto a pazienti con intolleranza al lattosio.

Rischio di allergia:

Contiene tracce di proteine del latte e dell'albume d'uovo, note per causare allergie in rare casi.

Contiene tracce di mentolo, presente nell'aroma; non utilizzate se si è allergici alla menta o al mentolo.

In caso di sospetta reazione allergica, rivolgervi immediatamente a un medico.

Effetti collaterali:

Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia non ha effetti collaterali noti.

Tuttavia, se si verificano effetti collaterali inattesi legati all'uso del prodotto, consultare il medico.

In caso di incidenti gravi legati all'uso di questo prodotto, segnalarlo immediatamente al produttore e alle autorità locali

salud bucal, mal aliento, dificultad para hablar y tragarse y reducción de la calidad de vida. El

Enjuague Ultrasuave bioXtra Boca Seca ha sido formulado para ayudar a aliviar la sequedad de la cavidad bucal complementando los sistemas naturales de hidratación y lubricación de la saliva con un efecto calmante instantáneo. El Enjuague Ultrasuave bioXtra Boca Seca también contiene enzimas similares a las que se encuentran en la saliva natural para ayudar a mantener un microambiente sano en la boca.

El enjuague Ultrasuave bioXtra Boca Seca no contiene alcohol ni detergentes.

Periodo posterior a la apertura (PAO) y fecha de expiración:

Puede utilizarse con seguridad hasta 1 mes después de abierto. La fecha de caducidad figura en el envase y se expresa como año-mes. Cae en el último día del mes y anula el periodo posterior a la apertura.

Cuándo utilizar el Enjuague Ultrasuave bioXtra Boca Seca

(indicaciones):

Contén vestigios de proteinas de leche y de clara de huevo, conocidas por causar alergia en casos raros.

Contém vestígios de mentol, presente no aroma, não utilizar se for alérgico à menta ou ao mentol.

En caso de sospecha de reacción alérgica, procurar asistencia médica inmediata.

Riesgo de alergia:

Contén vestigios de proteinas de leche y de clara de huevo, conocidas por causar alergia en casos raros.

Contém vestígios de mentol, presente no aroma, não utilizar se for alérgico à menta ou ao mentol.

En caso de sospecha de reacción alérgica, procurar asistencia médica inmediata.

Efectos secundarios:

Contén vestigios de proteinas de leche y de clara de huevo, conocidas por causar alergia en casos raros.

Contém vestígios de mentol, presente no aroma, não utilizar se for alérgico à menta ou ao mentol.

En caso de sospecha de reacción alérgica, procurar asistencia médica inmediata.

Istruzioni per l'uso:

Contén vestigios de proteinas de leche y de clara de huevo, conocidas por causar alergia en casos raros.

Contém vestígios de mentol, presente no aroma, não utilizar se for alérgico à menta ou ao mentol.

En caso de sospecha de reacción alérgica, procurar asistencia médica inmediata.

Periodo posteriore a la apertura (PAO) e data de expiração:

Pode utilizarse con seguridad hasta 1 mes después de abierto. La fecha de caducidad figura en el envase y se expresa como año-mes.