



bioXtra products help ease the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia). They contain natural enzymes, moisturisers, fluoride and xylitol (see individual product labels for details).



bioXtra products are for oral use only.

bioXtra products contain traces of milk and egg-white proteins. Do not use if allergic to any of the ingredients.

Natural saliva contains a complex balance of essential components, which protect the sensitive tissues of your teeth and gums.

Any reduction in saliva flow can lead to a condition known as dry mouth, or clinically called xerostomia. Dry mouth can disturb your body's natural balance and may contribute to discomfort, poor oral health, bad breath and even affect your general health and well-being.

bioXtra is a range of oral care products which have been specially formulated to help relieve dryness in the oral cavity and regulate the microenvironment of the mouth. They supplement the natural protective and lubricating systems in saliva which are essential for a healthy, comfortable mouth.

And because dry mouth (xerostomia) can cause sensitive, sore gums, for added comfort bioXtra products contain no alcohol, menthol, strong flavours or detergent.

bioXtra products comfort and protect dry, sore or sensitive mouths!

3 SIMPLE STEPS TO A MORE COMFORTABLE MOUTH

Special ingredients in bioXtra provide an immediate feeling of moisture and help regulate the microenvironment of the mouth.

STEP 1 – CLEANSING
At least twice daily brush with bioXtra Dry Mouth Mild Toothpaste.

STEP 2 – RINSING
Rinse with bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse after brushing and, if desired, at regular intervals during the day for extra freshness and comfort.

STEP 3 – MOISTURISING
For long-lasting lubrication and comfort, especially at night, apply bioXtra Dry Mouth Oral Gel to gums or under dentures.

For convenience and immediate moisturisation during the day spray bioXtra Dry Mouth Gel Mouthspray directly into the mouth as often as required.

Used together daily, bioXtra's unique formulations gently ease the symptoms of dry mouth (xerostomia), leave your mouth feeling fresh and comfortable, day and night, and help promote oral health.

bioXtra Dry Mouth Mild Toothpaste
bioXtra Dry Mouth Mild Toothpaste gently supplements natural saliva by regulating the microenvironment of the mouth. The mild tasting formulation guards against plaque build-up, strengthens enamel, helps prevent the formation of dental caries and ease the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia). It helps maintain a healthy mouth and promote fresh breath.

bioXtra Dry Mouth Mild Toothpaste has a low foaming effect.

Directions for use: Brush teeth and gums at least 2 times daily using a soft toothbrush. Close cap after use.



Contains sodium monofluorophosphate (max. 1500 ppm as F⁻). Children of 6 years and younger: use a pea-sized amount for supervised brushing to minimise swallowing. In case of intake of fluoride from other sources consult a dentist or doctor.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse
bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse gently supplements natural saliva by regulating the microenvironment of the mouth. The unique formulation contains intensive moisturisers which soothe and lubricate for hours at a time and ease the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia). It helps maintain your mouth's natural balance and cleanse, refresh and lubricate your mouth.

The bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse is alcohol and menthol free.

Directions for use: Use measuring cup. After brushing teeth, use approx. 10ml, rinse for 30 seconds and spit out. No need to rinse with water. Use regularly throughout the day to maintain comfort and freshness. Do not swallow. Do not exceed five times per day. Close cap after use.



Contains sodium monofluorophosphate (max 1500 ppm as F⁻). Not suitable for children of 6 years and under. Supervise children as necessary until capable of using without supervision. Keep out of the reach of children.

bioXtra Dry Mouth Oral Gel
bioXtra Dry Mouth Oral Gel acts as an effective substitute for natural saliva by regulating the microenvironment of the mouth. The formulation contains intensive moisturisers which soothe and lubricate for hours at a time and ease the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia). It helps promote healthy teeth and comfortable gums.

Directions for use: Wash hands thoroughly before use. Apply gel with your finger or a clean swab to gums and tongue or under dentures whenever mouth feels dry, especially at night. Remove or spit out the excess. Repeat as necessary. Close cap after use.

bioXtra Dry Mouth Gel Mouthspray
bioXtra Dry Mouth Gel Mouthspray gently supplements natural saliva by regulating the microenvironment of the mouth. The formulation quickly and effectively moisturises, soothes and eases oral discomfort of dry mouth (xerostomia). bioXtra Dry Mouth Gel Mouthspray helps strengthen enamel and fight against the formation of dental caries, whilst promoting fresh breath and comfortable gums.

Directions for use: Spray onto gums, tongue and lips as often as required. Especially practical and convenient for daytime use. In case of direct contact of nozzle with mouth surfaces, wash after use. Remove or spit out the excess. Close cap after use.



Contains Sodium Monofluorophosphate (max. 1500 ppm F⁻). For children under 7 years of age, supervise use, minimise swallowing and in case of intake of fluoride from other sources, consult a dentist or doctor.

Useful information for diabetics in case of accidental swallowing.
Although bioXtra Dry Mouth products are not intended to be swallowed, the following information may be useful for diabetics in case of accidental ingestion.

Only the following bioXtra products contain Dextrose:
• bioXtra Dry Mouth Oral Gel contains 0,0028 g Dextrose per gram of Gel.
• bioXtra Dry Mouth Mild Toothpaste contains 0,0025 g Dextrose per gram of Toothpaste.

In case of serious incidents, report to the manufacturer and competent authority.



Produkty marki bioXtra redukują objawy i skutki suchości śluzówki jamy ustnej (ksero stomia). Zawierają naturalne enzymy, substancje nawilżające, fluor i ksylitol (dokładne informacje można znaleźć na etykietach poszczególnych produktów).



Produkty marki bioXtra są przeznaczone wyłącznie do stosowania doustnego.

Produkty marki bioXtra zawierają śladowe ilości białek mleka i białek jaj. Nie używać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Naturalna ślina to mieszanina wielu niezbędnych składników chroniących wrażliwe tkanki zębów i dziąseł.

Każde zmniejszenie ilości śliny może prowadzić do schorzenia określanego jako suchość śluzówki jamy ustnej (lekarze stosują termin „ksero stomia“). Sucha śluzówka może zaburzać naturalną równowagę jamy ustnej, powodując dyskomfort, gorzły stan jamy ustnej i nieswoisty oddech, a nawet negatywnie wpływać na ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Marka bioXtra oferuje serię produktów do pielęgnacji opracowanych specjalnie pod kątem łagodzenia suchości jamy ustnej oraz regulowania jej mikrośrodowiska. Uzupełniają one naturalne składniki ochronne i nawilżające obecne w ślinie, które są niezbędne do zachowania zdrowia i komfortu w jamie ustnej.

Ponieważ suchość śluzówki jamy ustnej (ksero stomia) może powodować wrażliwość i podrażnienia dziąseł, produkty marki bioXtra nie zawierają alkoholu, mentolu, silnych substancji smakowych ani detergentów, co dodatkowo zwiększa komfort ich użytkowania.

Produkty marki bioXtra zapewniają komfort i ulgę w przypadku suchej, podrażnionej lub wrażliwej jamy ustnej!

3 PROSTE KROKI DO WIĘKSZEGO KOMFORTU JAMY USTNEJ

Specjalne składniki w produktach marki bioXtra zapewniają natychmiastowe wrazenie nawilżenia i pomagają regulować mikrośrodowisko jamy ustnej.

KROK 1 – OCZYSZCZANIE
Co najmniej dwa razy dziennie szczotkuj zęby łagodną pastą do zębów do suchej jamy ustnej marki bioXtra.

KROK 2 – PŁUKANIE
Po szczotkowaniu wypłucz zęby wyjątkowo łagodnym płynem marki bioXtra do płukania suchej jamy ustnej. Stosuj w regularnych odstępach w ciągu dnia, aby zapobiec dodatkowej suchości i komfort.

KROK 3 – NAWILŻANIE
Aby zachować długotwające nawilżenie i komfort, zwłaszcza w nocy, stosuj do pielęgnacji dziąseł lub pod protezę zębów żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej.

Aby zapewnić komfort i natychmiastowe nawilżenie w ciągu dnia, stosuj żelowy spray marki bioXtra do suchej jamy ustnej - tak często, jak jest to potrzebne.

Wyróżniające się unikatową formułą produkty marki bioXtra używane codziennie łagodzą objawy suchości śluzówki jamy ustnej (ksero stomia), zapewniając uczucie świeżości i komfortu w dzień i w nocy i sprzyjając zdrowiu jamy ustnej.

Łagodna pasta do zębów marki bioXtra do suchej jamy ustnej
Łagodna pasta do zębów do suchej jamy ustnej marki bioXtra delikatnie uzupełnia naturalną ślinę, regulując mikrośrodowisko jamy ustnej. Formuła o łagodnym smaku chroni przed przesuszeniem się płytki nazębnej, wzmacnia szkliwo, przeciwdziała próchnicy oraz redukuje objawy i skutki suchości śluzówki jamy ustnej (ksero stomia). Pomaga zachować zdrową jamę ustną i świeży oddech.

Łagodna pasta do zębów do suchej jamy ustnej marki bioXtra delikatnie się pieni.

Wskazówki dotyczące użytkowania: Szczotkować zęby i dziąsła łagodną pastą do zębów marki bioXtra co najmniej dwa razy dziennie przy użyciu miękkiej szczoteczki. Po użyciu zalać ją nakrywką.



Zawiera monofluorofosfor sodu (maks. 1500 ppm jako F⁻). Dzieci w wieku 6 i lat młodzie: użyć porcji pasty o wielkości ziarnka grochu, nadzorować podczas szczotkowania, aby zminimalizować połknięcie. W przypadku zazywania fluoru z innych źródeł skonsultować się ze stomatologiem lub innym lekarzem.

Wyjątkowo łagodny płyn marki bioXtra do płukania suchej jamy ustnej
Wyjątkowo łagodny płyn do płukania jamy ustnej marki bioXtra delikatnie uzupełnia naturalną ślinę, regulując mikrośrodowisko jamy ustnej. Formuła o łagodnym smaku wzmacnia szkliwo, chroni przed próchnicą oraz redukuje objawy i skutki suchości śluzówki jamy ustnej (ksero stomia). Pomaga zachować naturalną równowagę śluzówki jamy ustnej, łagodząc oczyszczając, odświeżając i nawilżając.

Wyjątkowo łagodny płyn marki bioXtra do płukania suchej jamy ustnej nie zawiera alkoholu ani mentolu.

Wskazówki dotyczące użytkowania: Użyj miarki. Po umyciu zębów pukać jamę ustną około 10 ml płynu przez 30 sekund, potem wypłucz. Nie trzeba płukać wodą. Używać regularnie w ciągu dnia, aby zachować komfort i świeżość. Nie polykać. Stosować maksymalnie pięć razy dziennie. Po użyciu zalać ją nakrywką.



Zawiera monofluorofosfor sodu (maks. 1500 ppm jako F⁻). Nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia. W razie konieczności nadzorować dzieci do momentu, aż będą umiały stosować produkt samodzielnie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej
Żel do jamy ustnej marki bioXtra skutecznie zastępuje naturalną ślinę, regulując mikrośrodowisko jamy ustnej. Unikatowa formuła zawiera silne substancje nawilżające, które działają łagodząco i nawilżająco przez wiele godzin, redukując objawy i skutki suchości śluzówki jamy ustnej (ksero stomia). Pomaga zachować zdrowe zęby i dziąsła.

Wskazówki dotyczące użytkowania: Starannie użyć ręce przed użyciem. W przypadku uczulenia na suchą, zwłaszcza w nocy, należy obficie zalać palcem lub czystym wacikiem na dziąsła, język, lub pod protezę. Usonać lub wypłucz naturalnym produktem. Powtarzać tak często, jak jest to konieczne. Po użyciu zalać nakrywką.

Żelowy spray marki bioXtra do suchej jamy ustnej
Żelowy spray marki bioXtra do suchej jamy ustnej delikatnie uzupełnia naturalną ślinę, regulując mikrośrodowisko jamy ustnej. Jego formuła szybko i skutecznie nawilża, łagodzi podrażnienia i zmniejsza dyskomfort spowodowany suchością jamy ustnej (ksero stomia). Żelowy spray marki bioXtra do suchej jamy ustnej wzmacnia szkliwo i przeciwdziała próchnicy, pomagając jednocześnie zachować świeżość oddechu i zdrowie dziąseł.

Wskazówki dotyczące użytkowania: Rozpłucz na dziąsła, język i usta tak często, jak jest to potrzebne. Produkt szczególnie praktyczny i wygodny do stosowania w ciągu dnia. W przypadku bezpośredniego kontaktu dyszy z jamą ustną należy umyć dyszę po użyciu produktu. Usonać lub wypłucz naturalnym produktem. Po użyciu zalać nakrywką.



Zawiera monofluorofosfor sodu (maks. 150 ppm F⁻). W przypadku dzieci w wieku poniżej 7 lat nadzorować stosowanie, ograniczyć połknięcie, a w przypadku zazywania fluoru z innych źródeł skonsultować się ze stomatologiem lub innym lekarzem.

Przydatne informacje dla diabetyków w razie przypadkowego połknięcia.
Mimo że produkty marki bioXtra do suchej jamy ustnej nie są przeznaczone do połknięcia, poniższe informacje mogą być przydatne dla diabetyków w razie przypadkowego połknięcia.

Tylko następujące produkty marki bioXtra zawierają dekstrozę:
• Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej zawiera 0,0028 g dekstrozy na gram produktu.
• Łagodna pasta do zębów marki bioXtra do suchej jamy ustnej zawiera 0,0025 g dekstrozy na gram produktu.

W przypadku poważnych incydentów zgłoś się do producenta i właściwego organu.



Produkty bioXtra pomagają zmniejszać objawy i skutki suchości jamy ustnej (ksero stomia). Obsahujú prirodne enzýmy, zvlhčujúce látky, fluorid a xylitol (podrobnosti nájdete na štítkoch jednotlivých produktov).



Produkty bioXtra sú určené len na orálne použitie.

Produkty bioXtra obsahujú stopové množstvá mliečnych proteínov a bielkovín obsiahnutých v vajkách, mlieku. Nepoužívajte, ak máte alergiu na niektorú z nasledovných látok.

Sliny obsahujú komplexnú rovnováhu dôležitých zložiek, ktoré chránia citlivé tkanivá zubov a ďasien.

Akkoľvek zníženie množstva slín v ústach môže viesť k stavu, ktorý sa nazýva suchosť v ústach, odbornou xerostómia. Suchosť v ústach môže narušiť prirodzenú rovnováhu úst a môže viesť k nepohodliu, zlému zdravotnému stavu ústnej dutiny, zápalu z úst, dokonca môže mať vplyv na celkové zdravie.

bioXtra predstavuje rad produktov pre orálnu starostlivosť, ktorý bol zvlášť navrhnutý na pomoc pri úľave od pocitu sucha v ústnej dutine a pri regulovaní mikroprostredia úst. Obsahujú prirodzené ochranné a lubrikčné systémy v zložení, ktoré sú dôležité pre zdravie úst.

Produkty bioXtra upokojujú a chránia suché, podráždené alebo citlivé ústa!

3 JEDNODUCHÉ KROKY K PRIJEMNEJŠEMU POCITU V ÚSTACH

Speciálne zloženie produktov bioXtra dodáva okamžitý pocit zvlhčenia a pomáha regulovať mikroprostredie úst.

KROK 1 – ČISTENIE
Aspoň dvakrát denne si vyčistíte zuby jemnou zubnou pastou bioXtra pre suché ústa.

KROK 2 – VYPĽACHNUTIE
Po vyčistení si vypláchnite ústa mimoriadne jemnou ústnou vodou bioXtra pre suché ústa a ak chcete, pre väčšiu sviežosť a príjemný pocit môžete vyplachovanie opakovať v pravidelných intervaloch počas dňa.

KROK 3 – ZVLHČOVANIE
Pre dlhotrvajúcu lubrikáciu a pocit pohodlia, hlavne v noci, naneste na dasná alebo pod zubnú protezu ústny gel bioXtra pre suché ústa.

Pre pocit pohodlia a okamžitú zvlhčenie počas dňa striekajte gélový ústny sprej bioXtra pre suché ústa priamo do úst tak často, ako potrebujete.

Pri každodennom kombinovanom používaní jedinečnej prípravky bioXtra jemne zmiernujú príznaky pocitu sucha v ústach (xerostómia), zanechávajú vo vašich ústach celodenný pocit sviežosti a pohodlia a pomáhajú podporovať zdravie vašich úst.

Jemná zubná pasta bioXtra pre suché ústa
Jemná zubná pasta bioXtra pre suché ústa jemne obohacuje sliny regulovaním mikroprostredia v ústach. Prípravok s miernou príchuťou chráni pred hromadením zubného kamňa na zubnej sklovine, pomáha predchádzať tvorbe zubného kazu a zmiernuje príznaky a následky pocitu sucha v ústach (xerostómia). Pomáha udržiavať zdravé ústa a podporuje sviežiu dychu.

Jemná zubná pasta bioXtra pre suché ústa má efekt slabej penivosti.

Návod na použitie: Čistíte si zuby a dasná jemnou zubnou pastou bioXtra aspoň dvakrát denne mäkkou kefkou. Po použití zatvorte uzáver.



Obsahuje monofluorofosfát sodný (max. 1500 ppm ako F⁻). Deti vo veku 6 rokov a mladšie: použite množstvo zubnej pasty vo veľkosti hrášku na čistenie zubov pod dohľadom, aby sa minimalizovalo prehltnutie pasty. V prípade užívania fluóridu v iných produktoch sa obráťte na zubára alebo lekára.

Mimoriadne jemná ústna voda bioXtra pre suché ústa
Mimoriadne jemná ústna voda bioXtra pre suché ústa jemne obohacuje sliny regulovaním mikroprostredia v ústach. Prípravok s miernou príchuťou posilňuje zubnú sklovinu, pomáha predchádzať tvorbe zubného kazu a zmiernuje príznaky a následky pocitu sucha v ústach (xerostómia). Pomáha udržiavať prirodzenú rovnováhu vašich úst. Ústa čisti, osvieži a lubrikuje.

Mimoriadne jemná ústna voda bioXtra pre suché ústa neobsahuje alkohol ani mentol.

Návod na použitie: Použite odmerku. Po vyčistení zubov použite približne 10 ml ústnej vody, ústa vyplachujte 30 sekund a ústnu vodu vypľuňte. Nie je potrebné vyplachovať vodou. Pre zachovanie príjemného pocitu a sviežosti používajte pravidelne počas dňa. Neprehĺtajte. Nepoužívajte častejšie ako päťkrát denne. Po použití zatvorte uzáver.



Obsahuje monofluorofosfát sodný (max. 1500 ppm ako F⁻). Prípravok nie je vhodný pre deti mladšie ako 7 rokov. Podľa potreby dohľadajte na deti, kým nie sú schopné používať ústnu vodu bez dozoru. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ústny gel bioXtra pre suché ústa
Ústny gel bioXtra pre suché ústa pôsobí ako účinná náhrada prirodzených slín regulovaním mikroprostredia v ústach. Jedinečný prípravok obsahuje intenzívne zvlhčujúce prípravky, ktoré upokojujú a lubrikujú celé hodiny a zmiernujú príznaky a následky pocitu sucha v ústach (xerostómia). Pomáha podporovať zdravie zubov a zároveň podporuje sviežiu dychu a príjemný pocit v ústach.

Návod na použitie: Pred použitím si dôkladne umyte ruky. Pri pocite sucha v ústach, hlavne v noci, naneste dostatočné množstvo gélu prstom alebo čistou vatovou tyčinkou na dasná a jazyk alebo pod zubnú protezu. Zvyšný gel zotrite alebo vypľuňte. Opakujte podľa potreby. Po použití zatvorte uzáver.

Gélový ústny sprej bioXtra pre suché ústa
Gélový ústny sprej bioXtra pre suché ústa jemne obohacuje sliny regulovaním mikroprostredia v ústach. Prípravok rýchlo a účinne zvlhčuje, upokojuje a zmiernuje nepohodlie pri pocite sucha v ústach (xerostómia). Gélový ústny sprej bioXtra pre suché ústa pomáha posilňovať zubnú sklovinu, bojuje proti tvorbe zubného kazu a zároveň podporuje sviežiu dychu a príjemný pocit v ústach.

Návod na použitie: Podľa potreby nastriekajte dostatočné množstvo na dasná, jazyk a pery. Produkt je praktický a pohodlný na každodenné použitie. Po použití treba vysušiť v prípade priameho kontaktu s povrchom úst opláchnuť. Zvyšný gel zotrite alebo vypľuňte. Po použití zatvorte uzáver.



Obsahuje monofluorofosfát sodný (max. 1500 ppm ako F⁻). U detí mladších ako 7 rokov odporúčame použiť pod dohľadom, aby sa minimalizovalo prehltnutie produktu. V prípade užívania fluóridu v iných produktoch sa obráťte na zubára alebo lekára.

Úžitkové informácie pre diabetykov v prípade náhodného prehltnutia.
Hoci nie sú produkty bioXtra pre suché ústa určené na prehltnutie, nasledujúce informácie môžu byť užitočné pre diabetykov v prípade náhodného prehltnutia.

Dekstroza obsahujú iba nasledujúce produkty bioXtra:
• Ústny gel bioXtra pre suché ústa obsahuje 0,0028 g dekstrozy na jeden gram gélu.
• Jemná zubná pasta bioXtra pre suché ústa obsahuje 0,0025 g dekstrozy na jeden gram zubnej pasty.

Akkoľvek závažný incident, ktorý sa stal v súvislosti s pomockou, by sa mal nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu.



Produkty bioXtra pomáhajú zmilovať príznaky sucha v ústach (xerostómia). Obsahujú prírodné enzýmy, zvlhčovačľa, fluorid a xylitol (podrobnosti vidieť etykety jednotlivých produktov).



Produkty bioXtra jsou určeny pouze k ústnímu podání.

Produkty bioXtra obsahují stopové množství mléčných bílkovin a bílkovin z vajec. Neužívejte v případě alergie na některou z přísad.

Přírodné sliny obsahujú vyvážený komplex esenciálních složek, které chrání citlivé tkáně zubů a dásní.

Jakékoliv snížení tvorby slin může vést ke stavu známému jako suchosť v ústech či pod lékařským názvem xerostómia. Suchosť v ústech může narušit přirozenou rovnováhu v ústech a způsobit k nepříjemným pocitům, zhoršení zdravotního stavu ústní dutiny, zkaženému dechu či dokonce ovlivnit váš celkový zdravotní stav a pohodu.

bioXtra je řada produktů péče o ústní dutinu, které mají speciální složení, aby pomáhaly ulevit od sucha v ústní dutině a regulovaly mikroprostředí úst. Dopřijívejte přirozené chráněná a zvlhčující systémy ve zložení, které jsou základem zdravých úst bez nepříjemných pocitů.

A zvlhčením tmy, ze sucha v ústech (xerostómia) může způsobit citlivost a podráždění dásní, pro zajištění příjemného pocitu neobsahují produkty bioXtra alkohol, mentol, výrazná aroma ani detergenty.

Produkty bioXtra utiňují a chrání v případě suchých, podrážděných či citlivých úst 3 ZNADNÉ KROKY K PŘIJEMNĚJŠEMU POCITU V ÚSTECH

Zvláštní přísady v produktech bioXtra poskytují okamžitý pocit zvlhčenia i pomáhajú regulovať mikroprostredie úst.

1. KROK – ČISTENÍ
Čistíte si zuby alespoň dvakrát denně jemnou zubní pastou bioXtra pro suchá ústa.
2. KROK – VYPĽACHNUTÍ
Po čistení vypláchnite ústni vodou ultra jemnou ústni vodou bioXtra pro suchá ústa a v prípade potreby vyplachujte v pravidelných intervaloch pres den pre väčšiu sviežosť a príjemný pocit.
3. KROK – ZVLHČENÍ
Pre dlhotrvajúci zvlhčenie a príjemný pocit, zejména v noci, aplikujte ústni gel bioXtra pro suchá ústa na dasné nebo pod zubní protezu.

Pro pohodlí a okamžitú zvlhčenie během dne aplikujte gélový ústni sprej gélový ústni sprej bioXtra pro suchá ústa přímo do úst podle potřeby.

Při každodenním kombinovaném použití zmiernuje unikaté složení a veľkosti zložiek bioXtra príznaky sucha v ústach (xerostómia), zanechávajú v ústach sviežosť a príjemný pocit ve dňi i v noci a napomáhajú zdravú ústnú dutinu.

Jemná zubní pasta bioXtra pro suchá ústa
Ultra jemná zubní pasta bioXtra pro suchá ústa citlivě doplňuje přirozené sliny regulací mikroprostředí úst. Složení s jemnou chutí chrání proti tvorbě plaku, posiluje zubní sklovinu, pomáha předcházet tvorbě zubního kazu a zmiňuje příznaky sucha v ústech (xerostómia). Pomáha udržovat zdravá ústa a svěží dech.

Jemná zubní pasta bioXtra pro suchá ústa málo pěni.

Návod k použití: Čistíte si zuby a dasné jemnou zubní pastou bioXtra pro suchá ústa alespoň dvakrát denně měkkým zubním kartáčkem. Po použití zatvorte víčko.



Obsahuje monofluorofosforečnan sodný (max. 1500 ppm F⁻). Děti do 6 let včetně: Čistíte si zuby pod dohledem dospělého a použijte množství o velikosti zrčka hrachu, abyste omezili spojitelnosti pasty na minimum. Pokud je fluorid přijíman z jiných zdrojů, poraďte se s lékařem či zubárem.

Ultra jemná ústní voda bioXtra pro suchá ústa
Ultra jemná ústní voda bioXtra pro suchá ústa citlivě doplňuje přirozené sliny regulací mikroprostředí úst. Složení s jemnou chutí posiluje zubní sklovinu, pomáhá bojovat proti tvorbě zubního kazu a zmiňuje příznaky sucha v ústech (xerostómia). Pomáha udržovat přirozenou rovnováhu a čisti, osvěžuje a zvlhčuje ústa.

Ultra jemná ústní voda bioXtra pro suchá ústa neobsahuje alkohol ani mentol.

Návod k použití: Použijte odměrku. Po čištení zubů vyplachujte po dobu 30 sekund množstvom približne 10 ml i vyplvlníte. Není nutno vyplachovat vodou. Používejte pravidelne během dne k udržení príjemného pocitu a sviežosti. Nepolykajte. Nepoužívejte více než päťkrát denne. Po použití zavrite víčko.



Obsahuje monofluorofosforečnan sodný (max. 1500 ppm F⁻). Není vhodné pro děti do 6 let včetně. Podle potřeby na děti dohlížejte, pokud nevládají používat bez dohledu. Uchovávajte mimo dosah detí.

Ústni gel bioXtra pro suchá ústa
Ústni gel bioXtra pro suchá ústa funguje jako účinná náhrada přirozených slin regulací mikroprostředí úst. Unikátní složení obsahuje intenzivně zvlhčovače, které uklidňují a zvlhčují po dobu několika hodin a zmiňují příznaky a účinky sucha v ústech (xerostómia). Napomáhá zdravú zubú a dasnú.



Produsele bioXtra ajută la ameliorarea simptomelor și efectelor de gură uscată (xerostomie). Acestea conțin enzime naturale, emolienți, fluoruri și xilitol (consultați etichetele individuale ale produselor pentru detalii).



Produsele bioXtra sunt concepute doar pentru uz oral.

Produsele bioXtra conțin urme de lapte și proteine din albuș de ou. Nu utilizați dacă sunteți alergic(i) la oricare dintre ingredientele.

Saliva naturală conține un echilibru complex de componente esențiale, care protejează țesuturile sensibile ale dinților și gingiviilor.

Orice reducere a fluxului de salivă poate duce la o afecțiune cunoscută sub numele de gură uscată sau, în termenii medicali, xerostomie. Gura uscată poate perturba echilibrul natural al cavității bucale și poate crea disconfort, sănătate orală deficitară, respirație urât mirositoare și poate chiar afecta starea generală de sănătate și bunăstarea dvs.

bioXtra este o gamă de produse de îngrijire orală, cu o formulă special concepută pentru a ajuta la ameliorarea uscăciunii orale și la reglarea micromediului din cavitatea bucală. Este completată sistematic de protecție și de lubrifiere naturală din salivă, care sunt esențiale pentru o gură sănătoasă, confortabilă.

Deoarece gura uscată (xerostomia) poate cauza gingii sensibile, dureroase, produsele bioXtra nu conțin alcool, mentol, arome puternice sau detergenți pentru un plus de confort.

Produsele bioXtra calmează și protejează gura uscată, dureroasă sau sensibilă!

3 PAȘI SIMPLI PENTRU UN PLUS DE CONFORT ÎN GURĂ

Ingredientele speciale din bioXtra asigură o senzație imediată de hidratat și ajută la reglarea micromediului din cavitatea bucală.

PASUL 1 – CURĂȚAREA
Periați cel puțin de două ori pe zi cu pasta de dinți delicată pentru gură uscată bioXtra.

PASUL 2 – CLĂȚIREA
Clătiți cu **Apa de gură ultra-delicată pentru gură uscată bioXtra** după periați și, dacă doriți, la intervale regulate în timpul zilei pentru un plus de prospețime și confort.

PASUL 3 – HIDRATAREA
Pentru a lubrifiere și un confort de lungă durată, mai ales pe timpul nopții, aplicați **Gelul oral pentru gură uscată bioXtra** pe gingii sau pe proteză.

Pentru comoditate și hidratare imediată în timpul zilei, pulverizați **Spray-ul de gură tip gel pentru gură uscată bioXtra** direct în gură de câte ori este necesar.

Folosiți împreună zilnic, formulele unice bioXtra ameliorarea simptomelor de gură uscată (xerostomie), însă în gură o senzație de prospețime și confort, și zi și noapte, la menținerea sănătății orale.

Pasta de dinți delicată pentru gură uscată bioXtra
Pasta de dinți delicată pentru gură uscată bioXtra completează ușor saliva naturală prin reglarea micromediului din cavitatea bucală. Formula cu gust ușor întărește smalțul, acumulații plăci, întărește smalțul, ajută la prevenirea formării cariilor dentare și ameliorarea simptomelor și efectelor de gură uscată (xerostomie). Ea ajută la menținerea sănătății orale și la obținerea unei respirații proaspete.

Pasta de dinți delicată pentru gură uscată bioXtra are un efect redus de spumare.

Instrucțiuni de utilizare: Periați dinții și gingiile cu pasta de dinți bioXtra cel puțin de două ori pe zi, folosind o periuță de dinți moale. Închideți capacul după utilizare.



Conține monofluorofosfat de sodiu (max. 1500 ppm F). Copii de 6 ani sau mai mici: în timpul periajului supravegheați de un adult, folosiți o cantitate de mărimea unui bob de mazăre pentru a reduce riscul de înghiț. În cazul aportului de fluor din alte surse, vă rugăm să consultați medicul stomatolog sau medicul de familie.

Apa de gură ultra-delicată pentru gură uscată bioXtra
Apa de gură ultra-delicată pentru gură uscată bioXtra completează ușor saliva naturală prin reglarea micromediului din cavitatea bucală. Formula cu gust ușor întărește smalțul, ajută la lubrifierea și hidratarea țesuturilor din gură uscată (xerostomie). Ea ajută la menținerea sănătății orale și la obținerea unei respirații proaspete.

apa de gură ultra-delicată pentru gură uscată bioXtra nu conține alcool și mentol.

Instrucțiuni de utilizare: Folosiți măsura dozoatoare. După periați, folosiți arome. 10 ml, clătiți timp de 30 de secunde și scuipați. Nu este nevoie să clătiți cu apă. Utilizați în mod regulat pe tot parcursul zilei pentru a menține confortul și prospețimea. Nu înghițați. Nu utilizați mai mult de cinci ori pe zi. Închideți capacul după utilizare.



Conține monofluorofosfat de sodiu (max. 1500 ppm F). Nu este potrivit pentru copiii de 6 ani și mai mici. Supravegheați copiii atât timp cât este necesar, până când sunt capabili să o folosească fără supraveghere. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Gelul oral pentru gură uscată bioXtra
Gelul oral pentru gură uscată bioXtra acționează ca un substituit eficient pentru saliva naturală prin reglarea micromediului din cavitatea bucală. Formula unică conține ingrediente intensive care calmează și lubrifiază timp îndelungat și ameliorază simptomele și efectele de gură uscată (xerostomie). Ajută la menținerea sănătății dinților și a gingiilor confortabile.

Instrucțiuni de utilizare: Spălați-vă bine pe mâini înainte de utilizare. Aplicați o cantitate îndestulătoare de gel, cu degetul sau cu un bețoișor aplicator, pe gingii și pe limba sau sub proteza dentară, oriunde simțiți senzația de uscăciune în gură, în special pe timpul nopții. Închideți capacul sau scuipați excesul. Repetați după cum este necesar. Închideți capacul după utilizare.

Spray-ul de gură tip gel pentru gură uscată bioXtra
Spray-ul de gură tip gel pentru gură uscată bioXtra completează ușor saliva naturală prin reglarea micromediului din cavitatea bucală. Formula hidratează, calmează și ameliorarea rapid și eficient disconfortul oral de gură uscată (xerostomia). Spray-ul de gură bioXtra ajută la întărirea smalțului și la lubrifierea și hidratarea țesuturilor din gură uscată (xerostomie). Ajută la menținerea sănătății cariilor dentare, în timp ce menține o respirație proaspătă și gingii confortabile.

Instrucțiuni de utilizare: Pulverizați în de gingii, limbă și buze ori de câte ori este necesar. Este practic și convenabil în special pentru utilizarea în timpul zilei. În cazul contactului direct al inelului cu suprafețele gurei, spălați după utilizare. Închideți sau scuipați excesul. Închideți capacul după utilizare.



Conține monofluorofosfat de sodiu (max. 150 ppm F). Dacă este utilizat de copii cu vârsta sub 7 ani, supravegheați utilizarea, reduceți înghițarea și, în cazul aportului de fluor din alte surse, consultați un medic stomatolog sau medicul de familie.

Informații utile pentru diabetici, în caz de înghițare accidentală.
Cu toate că produsele bioXtra nu sunt concepute pentru a fi înghițate, următoarele informații pot fi utile pentru diabetici, în caz de înghițare accidentală.

Dear următoarele produse bioXtra conțin dextroză:
• Gelul oral bioXtra conține 0,0028 g de dextroză pe gram de gel.
• HPasta de dinți bioXtra conține 0,0025 g de dextroză pe gram de pastă de dinți.

În caz de incidente severe, raportați producătorului și autorității competente.



Продуктите bioXtra съдържат за намаляване на симптомите и ефектите на суха уста (xerostomia). Те съдържат естествени ензими, овлажняващи вещества, фториди и ксилитол (за подробности вижте етикетите на отделните продукти).



Продуктите bioXtra са само за перорална употреба.

Продуктите bioXtra съдържат следи от протеини от мляко и айвен белтък. Не използвайте, ако сте алергични към никое от съставките.

Естествената слюнка съдържа сложни съединения от различни компоненти, които подпомагат чувствителните тъкани на зъбите и венците ви.

Всяко намаляване на слюноотделянето може да доведе до състояние, известно като „суха уста“ или наричано с клинични термини „xerostomia“. Сухата уста може да наруши естествения баланс в устата ви и да допринесе за дискомфорт, лоша устна хигиена, неприятен дъх и дори да засегне здравето и благополучието ви.

bioXtra е гама от продукти за устна хигиена, специално разработени да подпомагат облекчаването на сухата устна кухина и да регулират микросредата на устата. Те доплавят естествените защитни овлажняващи свойства на слюнката, които са от съществено значение за здравата уста и постигането на усещане за комфорт.

И тъй като сухата уста (xerostomia) може да направи венците чувствителни и болезнени, за допълнително удобство продуктите bioXtra не съдържат алкохол, ментол, почистващи вещества и няма силен вкус.

Продуктите bioXtra успокояват и предпазват сухата, болезнена или чувствителна уста.

ЗЛЕСНИ СЪТЪККИ ЗА ПО-СПОКОЙНА УСТА

Специалните съставки в bioXtra дават моментално усещане за влага и помагат за регулиране на микросредата на устата.

СТЪПКА 1 – ПОЧИСТВАНЕ
Поне два пъти дневно миете зъбите си с **мека паста за зъби bioXtra за суха уста.**

СТЪПКА 2 – ИЗПЛАКВАНЕ
Изплакнете с **упрамеката вода bioXtra за суха уста след** почистване и ако желаете – на раниви интервали през деня за допълнителна свежест и комфорт.

СТЪПКА 3 – ОВЛАЖНЕНИЕ
За дълготрайно овлажняване и комфорт, особено през нощта, нанесайте **гел bioXtra за суха уста** върху венците или под протезите.

За удобство и моментално овлажняване през деня пракайте със **спрей с гел bioXtra за суха уста** напрова в устата, колкото често е необходимо.

Когато се използват заедно всеки ден, уникалните продукти на bioXtra нежно облекчават симптомите на суха уста (xerostomia), осигуряват усещане за свежест и комфорт в устата ви денем и нощем и помагат за подобряване на устната хигиена.

Мека паста за зъби bioXtra за суха уста
Мека паста за зъби bioXtra нежно доплавя естествената слюнка, като регулира микросредата на устата. Формулата с мек вкус предпазва от натрупване на плака, задръзване емайла, помага за предотвратяване на образуването на зъбен карис и облекчаване симптомите и ефектите на суха уста (xerostomia). Тя помага за поддръжане на здрава уста и придава свеж дъх.

Мека паста за зъби bioXtra за суха уста образува по-малко пена.

Начин на употреба: Почистявайте зъбите и венците си с мека паста за зъби bioXtra поне два пъти дневно с мека четка. След употреба затворете с капачката.



Съдържа натриев монофлуорфосфат (макс. 1500 ppm F). Децата до 6 години трябва да използват количество колкото грахово зърно и да мият зъбите си под наблюдение на възрастни, за да се намали поглъщането. Ако приемате флуор от други източници, консултирайте се със зъболекар или лекар.

Упрамеката вода bioXtra за суха уста
Упрамеката вода bioXtra за суха уста нежно доплавя естествената слюнка, като регулира микросредата на устата. Формулата с мек вкус задръзване емайла, като предотвратяване на образуването на зъбен карис и облекчаване симптомите и ефектите на суха уста (xerostomia). Тя помага за поддръжане на естествения баланс, почиства, освежава и овлажнява устата ви.

Упрамеката вода bioXtra за суха уста не съдържа алкохол и ментол.

Начин на употреба: Използвайте мерителната чашка. След почистване на зъбите изплакнете с прби. 10 ml в продължение на 30 секунди и изпийте. Не е нужно да изплаквате с вода. Използвайте редовно през целия ден, за да поддръжате усещане за комфорт и свежест. Не гълтайте. Не използвайте повече от пет пъти дневно. След употреба затворете с капачката.

Ежедневното използване на продуктите bioXtra с уникалните формули мяко



Съдържа натриев монофлуорфосфат (макс. 1500 ppm F). Не е подходяща за деца под 7 години. При необходимост наблюдавайте децата, докато спре да им бъде необходимо наблюдение. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Гел bioXtra за суха уста
Гел bioXtra за суха уста ефективно доплавя естествената слюнка, като регулира микросредата на устата. Уникалната формула съдържа интензивни овлажняващи, които едновременно успокояват и смазват в продължение на часове и облекчават симптомите и ефектите на суха уста (xerostomia). Тя помага за поддръжане на здрава зъби и спокойни венци.

Начин на употреба: Премахнете венците, езика и устните, колкото често е необходимо. Особено практичен и удобен за използване през деня. В случай на пряк контакт на накрайника /поверхността на уста и зъбите след употреба. Отстранете или изпийте излишното количество. След употреба затворете с капачката.

Спрей с гел bioXtra за суха уста

Спрей с гел bioXtra за суха уста нежно доплавя естествената слюнка, като регулира микросредата на устата. Формулата му бързо и ефективно овлажнява, успокоява и облекчаване дискомфорта, причинен от суха уста (xerostomia). Спрей с гел bioXtra за суха уста задръзване емайла и предпазва от образуване на зъбен карис, като едновременно с това придава свеж дъх и успокоява венците.

Начин на употреба: Премахнете венците, езика и устните, колкото често е необходимо. Особено практичен и удобен за използване през деня. В случай на пряк контакт на накрайника /поверхността на уста и зъбите след употреба. Отстранете или изпийте излишното количество. След употреба затворете с капачката.



Съдържа натриев монофлуорфосфат (макс. 1500 ppm F). При деца под 7 години употребата трябва да става под наблюдение на възрастни, за да се намали поглъщането, а в случай на прием на флуор от други източници се консултирайте със зъболекар или лекар.

Полезна информация за диабетици в случай на случайно поглъщане.
Въпреки че продуктите bioXtra за суха уста не са предназначени за гълтане, следната информация може да е полезна в случай на случайно поглъщане.

Само следете продуктите bioXtra съдържат дextроза:
• Гел bioXtra за суха уста съдържа 0,0028 g дextроза на 1 g гел.
• Пастата за зъби bioXtra за суха уста съдържа 0,0025 g дextроза на 1 g паста.

В случай на сериозен инцидент, информирайте производителя или компетентен орган.



Продуктите bioXtra предназначени само за орално приложение. Они помагат смягчить симптомы и последствия «сухого рта» (xerostomia). Содержат натуральные ферменты, увлажняющие вещества, фториды и ксилитол (более подробная информация указана на ярлыках к отдельным продуктам).

Продукты bioXtra успокаивают и предопазват сухата, болезнена или чувствителна уста.



Продукты bioXtra содержат следы молока и протеин из яичного белка. **Запрещается использовать при наличии аллергии на какой-либо из ингредиентов.**

Необходимо правильно закрывать колпачок после каждого использования продуктов bioXtra.

В естественной слюне содержится комплексный баланс важных компонентов, которые защищают чувствительные ткани ваших зубов и десен.

Любое снижение слюноотделения может привести к повлению синдрома, известного как «сухой рот», или по-научному «xerostomia». Сухость в рту может нарушить естественный баланс полости рта, вызвать дискомфорт, привести к ухудшению здоровья полости рта, стать причиной несвежего дыхания и даже повлиять на внешнюю и самочувствие в целом.

bioXtra представляет собой широкий спектр продуктов для ухода за полостью рта, специально разработанные для устранения сухости в рту и регулирования микросреды полости рта. Они действуют как замена естественных защитных и увлажняющих компонентов слюны, которые жизненно необходимы для поддержания здоровья и комфорта полости рта.

Кроме того, поскольку «сухой рот» (xerostomia) может привести к повышению чувствительности и воспалению десен, для обеспечения дополнительного комфорта продукты bioXtra не содержат спирт, ментола, сильных ароматизаторов и детергентов.

Продукты **bioXtra** комфорт и защита сухой, воспаленной или чувствительной полости рта

ТРИ ШАГА К БОЛЬШЕМУ КОМФОРТУ ПОЛОСТИ РТА

Особые ингредиенты в составе продуктов bioXtra обеспечивают немедленное увлажнение и помогают регулировать микросреду полости рта.

ШАГ 1 - ЧИСТКА
Чистка щеткой не менее двух раз в день с **мягкой зубной пастой против сухости в рту bioXtra.**

ШАГ 2 - ОВЛАЖИВАНИЕ
После чистки зубов щеткой ополаскивайте полость рта **супермягким ополаскивателем против сухости в рту bioXtra.** По желанию можно также использовать ополаскиватель для полости рта регулярно в течение дня для достижения эффекта максимальной свежести и комфорта.

ШАГ 3 - УВЛАЖНЕНИЕ
Чтобы ощущение увлажненности и комфорта длилось дольше, особенно ночью, наносите **гель против сухости в рту bioXtra** на десны или под зубные протезы.

Для удобства и максимального увлажнения в течение дня распыляйте **спрей против сухости в рту bioXtra**, направляя струю непосредственно в полость рта. Делайте это так часто, насколько необходимо.

Ежедневное использование продуктов bioXtra с уникальными формулами мяко

снимает симптомы «сухого рта» (xerostomia), обеспечивая круглосуточную свежесть и комфорт полости рта и помогая поддерживать ее здоровье.

Мягкая зубная паста против сухости в рту bioXtra
Мягкая зубная паста против сухости в рту bioXtra бережно дополняет действие естественной слюны, регулируя микросреду полости рта. Формула со слабо выраженным вкусом защищает зубы от налета, укрепляет эмаль, предотвращает образование зубного кариса и смягчает симптомы и последствия «сухого рта» (xerostomia). Эта зубная паста обеспечивает здоровые полости рта и свежесть дыхания.

Мягкая зубная паста против сухости в рту bioXtra обладает низкой агрессивностью.

Рекомендации по применению: Чистите зубы и десны не менее двух раз в день, используя мягкую зубную щетку.



Содержит монофторфосфат натрия (не более 1500 мг/кг ионов фтора). Для детей в возрасте шести лет и младше: используйте объем пасты размером с горошину для чистки зубов под присмотром взрослых, что позволит сократить риск случайного проглатывания. В случае поступления фторидов из других источников проконсультируйтесь со стоматологом или терапевтом.

Супер мягкий ополаскиватель против сухости в рту bioXtra
Супер мягкий ополаскиватель против сухости в рту bioXtra бережно дополняет действие естественной слюны, регулируя микросреду полости рта. Формула со слабо выраженным вкусом укрепляет эмаль, предотвращает образование зубного кариса и смягчает симптомы и последствия «сухого рта» (xerostomia). Этот ополаскиватель помогает поддерживать естественный баланс полости рта, очищая, освежая и увлажняя ее.

Супер мягкий ополаскиватель против сухости в рту bioXtra не содержит спирт и ментола.

Рекомендации по применению: Используйте мерный стаканчик, после чистки зубов прополосните рот примерно 10 мл ополаскивателя в течение 30 секунд и сплюньте. Не требует смывания водой. Используйте регулярно в течение дня для поддержания ощущения комфорта и свежести.



Содержит монофторфосфат натрия (не более 1500 мг/мл ионов фтора). Не подходит для детей в возрасте шести лет и младше. Детям следует использовать продукт под присмотром взрослых, пока они не смогут делать это самостоятельно. Не глотайте. Не используйте чаще пяти раз в день. Храните в недоступном для детей месте.

Гель против сухости в рту bioXtra
Гель против сухости в рту bioXtra эффективно заменяет собой естественную слюну, регулируя микросреду полости рта. Уникальная формула содержит интенсивные увлажняющие вещества, которые обеспечивают многослойное смягчение и увлажнение после каждого применения, а также снимают симптомы и последствия «сухого рта» (xerostomia). Обеспечивает здоровые зубы и комфорт десен.

Рекомендации по применению: Тщательно вымойте руки перед использованием. Наносите гель пальцем или чистой ватной палочкой на десны, язык или под зубные протезы каждый раз, когда чувствуете сухость в рту, особенно перед сном. Удалите или сплюньте излишки геля. Повторите при необходимости.

Спрей против сухости в рту bioXtra
Спрей против сухости в рту bioXtra бережно дополняет собой действие естественной слюны, регулируя микросреду полости рта. Формула быстро и эффективно увлажняет, смягчает полость рта и снимает дискомфорт при сухости в рту (xerostomia). Спрей против сухости в рту bioXtra помогает укрепить эмаль и бороться с образованием зубного кариса, обеспечивая при этом свежее дыхание и комфорт десен.

Рекомендации по применению: Наносите наносите на десны, язык и губы так часто, насколько это необходимо. Особенно удобен и эффективен для дневного применения. При прямом контакте распыляйте а поверхности ротовой полости промойте ее после использования. Удалите или сплюньте излишки геля.



Содержит монофторфосфат натрия (не более 1500 мг/мл ионов фтора). Детям до семи лет следует использовать продукт под присмотром взрослых для сведения к минимуму риска случайного проглатывания. В случае поступления фторидов из других источников проконсультируйтесь со стоматологом или терапевтом.

Полезная информация для больных диабетом при случайном проглатывании.
Продукты bioXtra Dry Mouth не предназначены для проглатывания, но иногда проглатывание происходит случайно, поэтому для больных диабетом может быть полезна следующая информация.

Дextрозу содержит только следующие продукты bioXtra:
• Гель против сухости в рту bioXtra — 0,0028 г дextрозы на грамм геля
• Мягкая зубная паста против сухости в рту bioXtra — 0,0025 г дextрозы на грамм зубной пасты

В случае серьезных инцидентов сообщите об этом производителю и обратитесь в компетентные органы.

CE 1639 MD

bioXtra Dry Mouth Mild Toothpaste/ Jemná pasta de dinți bioXtra pre suché ústa/ Jemná zubná pasta bioXtra pre suché ústa/ Zúbná pasta di delicată pentru gură uscată bioXtra/ Мека паста за зъби bioXtra за суха уста/ Мягкая зубная паста против сухости в рту bioXtra - 250 ml

Sorbitol, Hydrated Silica, Aqua, Glycerin, Sodium Monofluorophosphate, Isoceteth-20, Xylitol, Aroma, Hydroxyethylcellulose, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, Glucose, Colostrom Whey, Sodium Saccharin, Glucose Oxidase, Lactoperoxidase, Lactoferrin, Lysozyme, Potassium Thiocyanate, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool.

bioXtra Dry Mouth Ultra Mild Mouthrinse/ Mioroladne jemná ústna voda bioXtra pre suché ústa/ Ultra jemná ústná voda bioXtra pre suché ústa/ Apa de gură ultra-delicată pentru gură uscată bioXtra/ Ультрамека вода bioXtra за суха уста/ Супер мягкий ополаскиватель против сухости в рту bioXtra - 250 ml

Aqua, Propylene Glycol, Xylitol, Sodium Monofluorophosphate, Poloxamer 407, Hydroxyethylcellulose, Aroma, Lactoferrin, Lysozyme, Lactoperoxidase, Aloe Barbadensis Leaf Juice, EDTA, Colostrom Whey, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool, CI42090.

bioXtra Dry Mouth Gel/ Ústny gel bioXtra pre suché ústa/ Ústni gel bioXtra pre suché ústa/ Gelul oral pentru gură uscată bioXtra/ Fen bioXtra за суха уста/ Гель против сухости в рту bioXtra - 40 ml Aqua, Glycerin, Sorbitol, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Xylitol, Hydroxyethylcellulose, Glucose, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polyacrylic acid, Colostrom Whey, Glucose Oxidase, Lactoperoxidase, Lactoferrin, Lysozyme, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Potassium Thiocyanate, Benzoic Acid.

bioXtra Dry Mouth Gel Mouthspray/ Gelový ústny sprej bioXtra pre suché ústa/ Gelový ústni sprej bioXtra pre suché ústa/ Spray-ul de gură tip gel pentru gură uscată bioXtra/ Спрей с гел bioXtra за суха уста/ Спрей против сухости в рту bioXtra - 50 ml

Aqua, Xylitol, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Monofluorophosphate, Sodium Saccharin, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Magnesium Chloride, Dipotassium Phosphate, Calcium Fluoride, Colostrom Whey, Lactoperoxidase, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Methylparaben, Sodium Propylparaben, Potassium Sorbate.

Lifestream Pharma n.v., s.a.
Rue Jules Bordet, 69
B-7180 Senefels, Belgium
www.bioXtra.info

Distributors/ Distribútori/ Distributori/ Distributori/ Дистрибутори/ Дистрибуторы:
www.bioXtra.info

IFU/GREEN/CE1639/00076131A/v.0

Last revision: 2022-05-17



Produsele bioXtra ajută la ameliorarea simptomelor și efectelor de gură uscată (xerostomie). Acestea conțin enzime naturale, emolienți, fluoruri și xilitol (consultați etichetele individuale ale produselor pentru detalii).



Use within 3 months after opening/ Po otvorení spotrebujte do 3 mesiacov/ Po otvorení spotrebujte do 3 mesiaců/ A se utiliza în decurs de 3 luni de la deschidere/ Използвайте в рамките на три месеца след отваряне/ Използвайте в течение трех месяцев с момента открытия

