

**en** bioXtra Dry Mouth Oral Gel (40 ml)

**Please read the following instructions for use carefully, they contain important information.**

bioXtra Dry Mouth Oral Gel should only be used in accordance with these instructions or with those given by your pharmacist / health care professional.

If you experience any undesirable effect when using the product, seek medical advice.

Seek advice from your pharmacist / health care professional for any further information or if you are not sure how to use the product correctly.

Do not use this product if the tube or its seal are broken.

**WHAT IS BIOXTRA DRY MOUTH ORAL GEL, AND WHEN SHOULD IT BE USED?**  
bioXtra Dry Mouth Oral Gel is a medical device. The intended purpose is to alleviate the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia) whether due to medical conditions, medical treatments or medical interventions.

**What is Dry Mouth (xerostomia) and what are the benefits of using bioXtra Dry Mouth Oral Gel?**  
Natural saliva contains a complex balance of essential components, which protect the sensitive tissues of your teeth and gums. A reduction or halt in saliva flow can lead to a condition known as dry mouth, clinically known as xerostomia. The effects of dry mouth may include discomfort, poor oral health, bad breath, difficulty with speech and swallowing and reduction in quality of life.  
bioXtra Dry Mouth Oral Gel acts as an effective substitute for natural saliva. It has been formulated to help alleviate dryness in the oral cavity by supplementing the natural moisturising and lubricating systems in saliva with an instant soothing effect. bioXtra Dry Mouth Oral Gel also contains enzymes similar to those found in natural saliva to help maintain a healthy microenvironment in the mouth.

bioXtra Dry Mouth Oral Gel does not contain alcohol, menthol, or detergents and has no artificial flavourings.

**When to use bioXtra Dry Mouth Oral Gel (indications):**  
There are multiple causes of xerostomia. These include conditions such as:  
- Sjögren's Syndrome  
- Systemic health conditions, such as high blood pressure, diabetes, and auto- immune diseases  
- Cancer therapy  
- Hormonal imbalance  
- Stress and anxiety  
- Use of multiple medication

bioXtra Dry Mouth Oral Gel can be used to alleviate the symptoms of xerostomia originating from all known causes.

#### IMPORTANT INFORMATION & WARNINGS BEFORE USING BIOXTRA DRY MOUTH ORAL GEL

**When not to use bioXtra Dry Mouth Oral Gel (contra-indications):**  
Do not use bioXtra Dry Mouth Oral Gel if you are allergic to any of the ingredients.

Contains Lactose, not suitable for patients with lactose intolerance.

**Information for diabetics:**  
bioXtra Dry Mouth Oral Gel contains 0.00282g dextrose (D-glucose) per gram. The daily recommended amount to apply (3g) contains 0.00846g of dextrose (D-glucose).

**Risk of allergy:**  
Contains traces of milk and egg white proteins, known to cause allergy in rare cases. In case of a suspected allergic reaction seek immediate medical assistance.

Contains traces of Gluten (<20ppm).

**Side effects:**  
bioXtra Dry Mouth Oral Gel has no known side-effects. However, if you should experience any unexpected side effects related to the use of the product, seek medical advice.

**In case of serious incidents in relation to the use of this product, report immediately to the manufacturer and your local competent authority.**

**Incompatibilities / Interactions with other medication, food or alcohol:**  
None known

**HOW TO USE BIOXTRA DRY MOUTH ORAL GEL**  
May be used as and when symptoms occur. If you feel an improvement, continue using the product for a few more days before slowly reducing the number of applications. If symptoms return, use for as long as necessary paying attention to the recommended daily dose.

**Intended users:**  
Adults and children 12 years and over.  
For children under 12 years of age, parent or guardian should seek medical advice before use.

**Not suitable for infants. Keep out of reach of children.**

**Recommended daily dose:**  
5 large pea-sized (or 10 small pea-sized) applications equivalent of approximately 3g per 24 hour period.

**Directions for use:**  
**bioXtra Dry Mouth Oral Gel is for oral use only.**  
Wash hands thoroughly before use. Apply gel with your finger or a clean swab to gums and tongue or under dentures whenever mouth feels dry, especially before bedtime. Remove or spit out the excess. Repeat when dry mouth symptoms return, without exceeding the recommended daily amount. Close cap after use.

When used in a clinical environment, follow good hygiene practices. Preferably place the patient in an upright or semi-upright position before applying. Remove any excess of previously applied gel before each new application. Remove or have patient spit out the excess.  
Extra care should be taken when applying to patients who have difficulty in swallowing.

Avoid drinking/brushing teeth just after applying the gel.

**Period After Opening (PAO) and Expiry Date:**  
May be used safely for up to 3 months after opening. The expiry date can be found on the tube and the box and is expressed as year-month. It falls on the last day of the month and overrides the period after opening.

**What to do in case of accidental ingestion of large quantities:**  
bioXtra Dry Mouth Oral Gel is safe when used as instructed. It contains sorbitol (25%) and is not intended to be ingested in large quantities. Doing so may have a laxative effect. In case of accidental ingestion of large quantities, or accidental ingestion by children under 12, seek medical advice.

**fi** bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle (40 ml)

**Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti, ne sisältävät tärkeitä tietoja.**

bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle saa käyttää vain näiden ohjeiden tai apteekkihenkilökunnan/terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos koet tuotteen käytön aikana mitää tahansa ei-toivottua vaikutusta, ota yhteys lääkäriin.

Kysy lisätietoja apteekista/terveydenhuollon ammattilaiselta tai jos et ole varma, miten tuotetta käytetään oikein.

Älä käytä tätä tuotetta, jos tuubi tai sen korkki on rikki.

**MITÄ ON BIOXTRA SUUN KUIVUMISTA EHKÄISEVÄ GEELI JA MILLOIN SITÄ KÄYTTÄEN?**  
bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle on lääkinällinen laite. Sen tarkoituksena on lievittää suun kuivuuden (kserostomia) oireita ja vaikutuksia riippumatta siitä, johtavatko ne lääketieteellisistä olosuhteista, lääketieteellisiä hoitoista tai lääketieteellisistä toimenpiteistä.

**Mitä on suun kuivuminen (kserostomia) ja mitä hyötyä bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle käyttää os?**  
Luonnollinen sylki sisältää monimutkaisien tasapainon välttämättömiä komponentteja, jotka suojaavat suun limakalvoa sekä hampaiden ja ikenien herkkiä kudoksia. Syljen väheneminen tai kokonaan loppuminen voi johtaa suun kuivumiseen, joka tunnetaan kliinisesti nimellä xerostomia. Kiuivan suun vaikutuksia voivat olla epäpukavus, huono suun terveys, pahanhajujen hengitys, puhe- ja nielemisvaikeudet sekä elämälaadun heikkeneminen.  
bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle toimii tehokkaana luonnollisen syljen korvikkeena. Se on kehitetty lievittämään suuontelon kuivuutta täydentämällä syljen luonnollista kosteuttaavaa ja voitelevaa järjestelmää välittömällä rauhoittavalla vaikutuksella. bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle sisältää myös entsymejä, jotka ovat samankaltaisia kuin luonnolisessa syljessä ja ne auttavat ylläpitämään tervettä mikroympäristöä suussa.

bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle ei sisällä alkoholia, mentolia tai pesuainetta eikä keinotekoisia makuaineita.

**Milloin bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle käytetään (käyttöaiheet):**  
- Kserostomiaan on useita syitä. Näihin kuuluvat muun muassa:  
- Sjögrenin oireyhtymä  
- Systemiset sairaudet, kuten korkea verenpaine, diabetes ja autoimmunisairaudet.  
- Syöpähoito  
- Hormonaalinen epätasapaino  
- Stressi ja ahdistus  
- Useiden lääkkeiden käyttö

bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle voidaan käyttää kaikista tunnetuista syistä johtuvan kserostomian oireiden lievittämiseen.

**TÄRKEITÄ TIETOJA JA VAROITUKSIA ENNEN BIOXTRA SUUN KUIVUMISTA EHKÄISEVÄN GEELIN KÄYTTÖÄ**

**Milloin bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle ei saa käyttää (vasta-aiheet):**  
Älä käytä bioXtra Suugeeliä Kuivalle Suulle, jos olet allerginen jollekin ainesosalle.  
Sisältää laktoosia, ei sovellu potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi.

**Tietoa diabeetikolle:**  
bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle sisältää 0,00282 g dekstroosia (D-glukoosia) grammaa kohden. Päivittäinen suositeltu käyttö määrä (3 g) sisältää 0,00846 g dekstroosia (D-glukoosia).

**Allergiariskit:**  
Sisältää pieniä määriä maidon ja kananmunan valkuaisen proteiineja,

joiden tiedetään aiheuttavan allergiaa harvoissa tapauksissa. Jos epäillään allergista reaktiota, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Sisältää pieniä määriä glutenia (<20 ppm).

**Sivuvaikutukset:**  
bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle ei ole tunnettuja sivuvaikutuksia. Jos sinulla kuitenkin ilmenee odottamattomia haittavaikutuksia, jotka liittyvät tuotteen käyttöön, ota yhteys lääkäriin. **Jos tämän tuotteen käyttöön liittyy vakavia vaaratilanteita, ilmoita niistä välittömästi valmistajalle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.**

**Yhteensopimattomuudet / yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden, ruoan tai alkoholin kanssa**  
Ei tiedossa

**MITEN BIOXTRA SUUGEELI KUIVALLE SUULLE KÄYTETÄÄN**  
Tuotetta voidaan käyttää oireiden ilmaantuessa. Jos tilanne paranee, jatka tuotteen käyttöä vielä muutamaa päivän ajan ja vähennä sitten vähitellen käyttökertojen määrää. Jos oireet palaavat, käytä niin kauan kuin on tarpeen kiinnittäen huomiota suositeltuun päivänmökseen.

**Käyttäjät:**  
Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat lapset. Alle 12-vuotiaiden lasten osalta vanhemman tai huoltajan on kysyttävä lääkärin neuvoa ennen käyttöä.

**Ei sovellu pikkulapsille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.**

**Suosittelu päivännos:**  
5 isoa herneen kokoista (tai 10 pientä herneen kokoista) annosta, jotka vastaavat noin 3 grammaa 24 tunnin aikana.

**Käyttöohjeet:**  
**bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle on tarkoitettu käytettäväksi vain suun kautta.**

Pese kädet hyvin ennen käyttöä. Levitä geeliä sormella tai puhtaalla vanupuikolla ikenille ja kielelle, tai hammaspöistien alle kun suu tuntuu kuivalta, erityisesti ennen nukkumaan menoa. Poista tai sylje pois liika geeli. Toista kun suu kuivuuden oireet palaavat, mutta älä ylitä suositeltua päivittäistä määrää. Sulje korkki käytön jälkeen.

Kliinissä ympäristössä käytettäessä on noudatettava hyviä hygieniakäytäntöjä. Aseta potilas mieluiten pystyasentoon tai puoliisk pystyasentoon ennen levittämistä. Poista ylimääräinen osa aiemmin levitetystä geelistä ennen jokaista uutta levitystä. Poista tai pyydä potilasta sylkemään ylimääräinen geeli pois.  
Eristystä varoavsuksella on noudatettava, kun tuotetta käytetään potilaille, joilla on nielemisvaikeuksia.

Vältä juomista/ hampaiden harjaamista heti geelin levittämisen jälkeen.

**Avaamisen jälkeinen aika (PAO) ja päättymispäivä:**  
Voidaan käyttää turvallisesti jopa 3 kuukauden ajan avaamisen jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on ilmoitettu pullossa ja laatikossa muodossa vuosikausi. Viimeinen käyttöpäivä on kuukauden viimeinen päivä ja se ohittaa avaamisen jälkeisen ajan.

**Mitä tehdä, jos suuria määriä nautitaan vahingossa:**  
bioXtra Suugeeli Kuivalle Suulle on turvallinen, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Se sisältää sorbitolia (25 %), eikä sitä ole tarkoitettu nautittavaksi suurina määrinä. Sillä voi olla laksatiivinen effect. Jos suuria määriä nautitaan vahingossa tai jos alle 12-vuotiaat lapset nauttivat niitä vahingossa, käänny lääkärin puoleen.

**SV** bioXtra Muntorrhet Mungel (40 ml)

**Läs följande bruksanvisning noggrant, den innehåller viktig information.**

bioXtra Muntorrhet Mungel ska endast användas i enlighet med dessa instruktioner eller de instruktioner som ges av din apotekspersonal/sjukvårdspersonal.

Om du upplever någon oönskad effekt när du använder produkten, kontakta läkare.

Fråga råd av apotekspersonal/sjukvårdspersonal om du vill ha ytterligare information eller om du är osäker på hur produkten ska användas på rätt sätt.

Använd inte produkten om tuben eller dess lock är trasigt.

**VAD ÄR BIOXTRA MUNTORRHET MUNGEL OCH NÄR SKA DEN ANVÄNDAS?**  
bioXtra Muntorrhet Mungel är en medicinteknisk produkt. Det avsedda syftet är att lindra symtomen av muntorrhet (xerostomi) oavsett om de beror på medicinska tillstånd, medicinska behandlingar eller medicinska ingrepp.

**Vad är muntorrhet (xerostomi) och vilka är fördelarna med att använda bioXtra Muntorrhet Mungel?**

Naturlig saliv innehåller en komplex balans av viktiga komponenter som skyddar munnens slemhinna samt tändernas och tandköttsens känsliga vävnader.  
En minskning eller ett stopp i salivflödet kan leda till ett tillstånd som kallas muntorrhet, kliniskt känt som xerostomi. Effekterna av muntorrhet kan vara obehag, dålig munhälsa, dålig andedrätt, tal- och svälvsårigheter och försämd livskvalitet.  
bioXtra Muntorrhet Mungel fungerar som en effektiv ersättning för

naturlig saliv. Den har formulerats för att lindra torrhet i munhålan genom att komplettera salivens naturliga fuktgivande och smörjande system med en omedelbart lugnande effekt. bioXtra Muntorrhet Mungel innehåller också enzymer som liknar dem som finns i naturlig saliv för att upprätthålla en hälsosam mikromiljö i munnen.

bioXtra Muntorrhet Mungel innehåller inte alkohol, mentol eller rengöringsmedel och har inga konstgjorda smaker.

**När ska bioXtra Muntorrhet Mungel (indikationer) användas:**  
Det finns flera orsaker till xerostomi. Dessa inkluderar tillstånd som t.ex.:  
- Sjögrens syndrom  
- Systemiska hälsotillstånd, t.ex. högt blodtryck, diabetes och autoimmuna sjukdomar  
- Cancerbehandling  
- Hormonell obalans  
- Stress och ångest  
- Användning av flera läkemedel

bioXtra Muntorrhet Mungel kan användas för att lindra symtomen på xerostomi som uppkommer av alla kända orsaker.

#### VIKTIG INFORMATION OCH VARNINGAR FÖRE ANVÄNDNING AV BIOXTRA MUNTORRHET MUNGEL

**När ska bioXtra Muntorrhet Mungel inte användas (kontraindikationer):**  
Använd inte bioXtra Muntorrhet Mungel om du är allergisk mot något av innehållsämna.  
Innehåller laktos, ej lämplig för patienter med laktosintolerans.

**Information för diabetiker:**  
bioXtra Muntorrhet Mungel innehåller 0,00282 g dextros (D-glukos) per gram. Den dagliga rekommenderade mängden att applicera (3 g) innehåller 0,00846 g dextros (D-glukos).

**Risk för allergi:**  
Innehåller spår av mjölk- och äggviteproteiner som i sällsynta fall kan orsaka allergi. Vid misstanke om allergisk reaktion, kontakta omedelbart läkare.

Innehåller spår av gluten (<20 ppm).

**Sidoeffekter:**  
bioXtra Muntorrhet Mungel har inga kända sidoeffekter. Men om du skulle uppleva några oväntade biverkningar relaterade till användningen av produkten, sök medicinsk rådgivning. **Vid allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt, rapportera omedelbart till tillverkaren och din lokala behöriga myndighet.**

**Inkompatibitet / Interaktioner med andra läkemedel, mat eller alkohol**  
Ingen känd

**HUR MAN ANVÄNDER BIOXTRA MUNTORRHET MUNGEL**  
Kan användas när symtom uppstår. Om du känner en förbättring, fortsätt att använda produkten i ytterligare några dagar innan du långsamt minskar antalet appliceringar. Om symtomen återkommer, använd så länge som nödvändigt och följ den rekommenderade dagliga dosen.

**Avsedda användare:**  
Vuxna och barn från 12 år och uppåt.  
För barn under 12 år bör förälder eller vårdnadshavare söka medicinsk rådgivning före användning.

**Ej lämplig för spädbarn. Förvaras utom räckhåll för barn.**

**Rekommenderad daglig dos:**  
5 stora ärtstora (eller 10 små ärtstora) applikationer motsvarar ca 3 g per 24-timmersperiod.

**Användarinstruktioner:**  
**bioXtra Muntorrhet Mungel är endast avsedd för oral användning.** Tvätta händerna noga innan användning. Applicera gel på tandkötet och tungan eller under tandprotesen med fingret eller en ren bomullstopp när munnen känns torr, särskilt före söngängede. Ta bort eller spotta ut överflödig gel. Upprepa när symtom på muntorrhet återkommer, utan att överskrida den rekommenderade mängden per dag. Stäng korken efter användning.

Vid användning i klinisk miljö, följ god hygienpraxis. Placera helst patienten i upprätt eller halvsittande läge innan applicering. Avlägsna eventuellt överskott av tidigare applicerad gel före varje ny applicering. Avlägsna eller låt patienten spotta ut överskottet.  
Extra försiktighet bör iakttas vid applicering på patienter som har svårt att svälja.

Undvik att dricka/borsta tänderna direkt efter applicering av gelen.

**Period efter öppnande (PAO) och utgångsdatum:**  
Kan användas säkert i upp till 3 månader efter öppnandet. Utgångsdatum finns på tuben och förpackningen och anges som år-månad. Det infaller den sista dagen i månaden och åsidosätter perioden efter öppnandet.

**Vad som ska göras vid oavsiktligt intag av stora mängder:**  
bioXtra Muntorrhet Mungel är säker när den används enligt anvisningarna. Den innehåller sorbitol (25 %) och är inte avsedd att intas i stora mängder. Detta kan ha en laxerande effekt. Vid oavsiktligt intag av stora mängder, eller oavsiktligt intag av barn under 12 år, kontakta läkare.

**pl** Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej (40 ml)

**Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje użytkowania, ponieważ zawierają one ważne informacje.**

Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami lub instrukcjami podanymi przez farmaceutę / pracownika służby zdrowia.

Jeśli podczas stosowania produktu wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy zasięgnąć porady farmaceuty lub pracownika służby zdrowia w celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego stosowania produktu.

Nie używać produktu, jeśli rurka lub jej uszczelka są uszkodzone.

#### CO TO JEST ŻEL MARKI BIOXTRA DO SUCHEJ JAMY USTNEJ I KIEDY NALEŻY GO STOSOWAĆ?

Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej jest wyrobem medycznym. Jego przeznaczeniem jest łagodzenie objawów i skutków suchości w jamie ustnej (kserotostomi) spowodowanej stanem chorobowym, leczeniem lub interwencjami medycznymi.

**Co to jest suchość w ustach (kserotostomi) i jakie są korzyści ze stosowania żelu Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej?**  
Naturalna ślina zawiera złożoną równowagę niezbędnych składników, które chronią wrazzbie tkanki zębów i dziąseł.

Zmniejszenie lub zatrzymanie przepływu śliny może prowadzić do stanu znanego jako suchość w ustach, klinicznie znanego jako kserotostomi. Skutki suchości w ustach mogą obejmować dyskomfort, zły stan zdrowia jamy ustnej, niewyżę oddech, trudności z mówieniem i polykaniem oraz obniżenie jakości życia.  
Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej skutecznie zastępuje naturalną ślinę. Został opracowany, aby pomóc złagodzić suchość w jamie ustnej poprzez uzupełnienie naturalnych systemów nawilżających i smarujących w ślinie z natychmiastowym efektem kojącym. bioXtra Dry Mouth Oral Gel zawiera również enzymy podobne do tych występujących w naturalnej ślinie, aby pomóc utrzymać zdrowe mikrośrodowisko w jamie ustnej.

Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej nie zawiera alkoholu, mentolu ani detergentów i nie ma sztucznych aromatów.

**Kiedy stosować Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej (wskazania):**  
Istnieje wiele przyczyn kserotostomi. Należą do nich takie stany jak:  
- Zespół Sjögrena  
- Ogólnoustrojowe schorzenia, takie jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i choroby autoimmunologiczne  
- Terapia przeciwnowotworowa  
- Brak równowagi hormonalnej  
- Stres i niepokoj  
- Stosowanie wielu leków

Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej może być stosowany w celu złagodzenia objawów kserotostomi wynikających ze wszystkich znanych przyczyn.

#### WAŻNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA PRZED UŻYCIEM ŻELU DOUSTNEGO ŻEL MARKI BIOXTRA DO SUCHEJ JAMY USTNEJ

**Kiedy nie stosować Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej (przeciwskazania):**  
Nie należy stosować żelu Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zawiera laktozę, nieodpowiednie dla pacjentów z nietolerancją laktozy.

**Informacje dla diabetyków:**  
Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej zawiera 0,00282 g dekstrozy (D-glukozy) na gram. Dzienna zalecana ilość do stosowania (3 g) zawiera 0,00846 g dekstrozy (D-glukozy).

**Ryzyko alergii:**  
Zawiera słodowe ilości białek mleka i jaj, o których wiadomo, że w rzadkich przypadkach mogą powodować allergie. W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera słodowe ilości glutenu (<20 ppm).

**Efekty uboczne:**  
Żel marki bioXtra do suchej jamy ustnej nie ma znanych skutków ubocznych. Jeśli jednak wystąpią jakiegokolwiek nieoczekiwane skutki uboczne związane ze stosowaniem produktu, należy zasięgnąć porady lekarza. **W przypadku powaznych incydentów zwiazanych ze stosowaniem tego produktu należy natychmiast zglosić się do producenta i właściwego organu lokalnego.**

**Niezgodności / Interakcje z innymi lekami, żywnością lub alkoholem:**  
Nie wiadomo

**JAK STOSOWAĆ BIOXTRA ŻEL NA SUCHOŚĆ W JAMIE USTNEJ**  
Może być stosowany w momencie wystąpienia objawów. Jeśli poczujesz poprawę, kontynuuj stosowanie produktu przez kilka kolejnych dni, a następnie powoli zmniejszaj liczbę aplikacji. Jeśli objawy powrócą, stosować tak długo, jak to konieczne, zwracając uwagę na zalecaną dawkę dzienną.

**Docelowi użytkownicy:**  
Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze. W przypadku dzieci w wieku poniżej 12 lat rodzic lub opiekun powinien zasięgnąć porady lekarza przed użyciem.

